

Coniglio Anti-Umano Ceacam6 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P40199

Numero articolo: CM0004281



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting su CEACAM6 umano (CD66c), una molecola di adesione cellulare ancorata al GPI di 37 kDa espressa nei neutrofili e nelle cellule tumorali. Adatto per applicazioni di citometria a flusso (FC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano CEACAM6 mAb
Note/Alias	NCA; CEAL; CD66c
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4680
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 35-320 del CEACAM6 umano (NP_002474.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40199
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio