

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Claudin18.2 Umano Per Fc - P56856-2

Numero articolo: CM0008630

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia Claudin18.2 (isoforma A2), validato per citometria a flusso su campioni umani. Peso molecolare 27 kDa. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette gastriche e sulla funzione di barriera.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Claudin18.2 mAb
Annotazioni/Alias	SFTA5; SFTPJ
Specie	Umana
ID gene (umano)	51208
ID gene	51208
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 della Claudina18.2 umana (NP_001002026.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P56856-2
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio