

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Claudin18.2 Umano Per Citometria A Flusso - P56856-2

Numero articolo: CM0011314

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro Claudin18.2 umano (P56856-2). Per citometria a flusso. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-261). Reagisce con l'uomo. Ideale per studi sulla barriera gastrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Claudin18.2 umano
Annotazioni/Alias	SFTA5; SFTPJ
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51208
GeneID	51208
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 di Claudin18.2 umano (NP_001002026.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P56856-2
Peso molecolare proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio