

Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-Clec12A/Cd371 Umano Per Fc - Q5Qgz9

Numero articolo: CM0008592



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato che bersaglia CLEC12A/CD371 (CLL-1) umano, validato per citometria a flusso. Recettore inibitorio mieloide coinvolto nella NETosi, infiammazione e riconoscimento di pattern. Ideale per profilazione immunitaria e studi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Conigliato anti-CLEC12A/CD371 Umano
Note/Alias	CLEC12A; CD371; CLL-1; CLL1; DCAL-2; M1CL; membro A della famiglia 12 del dominio delle lectine di tipo C
Specie	Umana
GeneID (Umano)	160364
GeneID	160364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-265 di CLEC12A/CD371 umano (NP_612210.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q5QGZ9
Peso Proteico	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio