

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cpt1A Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P50416

Numero articolo: CM0005963

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CPT1A umano per citometria a flusso intracellulare. Rileva l'isoforma epatica da 88 kDa della carnitina palmitoiltransferasi 1A, essenziale per l'ossidazione degli acidi grassi e il metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human CPT1A
Annotazioni/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1374
ID gene	1374
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-720 di CPT1A umano (NP_001867.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reazione crociata	Umana
SWISS	P50416
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio