

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Cr2/Cd21 Per Fc - P20023

Numero articolo: CM0008208



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CR2/CD21 coniugato con per la citometria a flusso. Bersaglia il recettore del complemento di tipo 2 (SWISS P20023), un co-recettore delle cellule B e recettore per l'EBV. Adatto per la profilazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CR2/CD21
Note/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1380
GeneID	1380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-971 del CD21 umano (NP_001868.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20023
Peso Proteico	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio