

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cr2/Cd21 Umano Per Fc - P20023

Numero articolo: CM0004967



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CR2/CD21 umano, validato per analisi di citometria a flusso. Adatto per studiare la funzione del corecettore delle cellule B, le interazioni con il complemento C3d e l'attività del recettore per l'EBV. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human CR2/CD21 mAb
Annotazioni/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1380
GeneID	1380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-971 di CR2/CD21 umano (NP_001868.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P20023
Peso Proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio