

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cr2/Cd21 Per Citometria A Flusso - P20023

Numero articolo: CM0011984



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad che riconosce il recettore del complemento CR2/CD21 umano, un recettore dei linfociti B e recettore di ingresso per l'EBV. Validato per la citometria a flusso, consente il rilevamento immunofluorescente diretto di cellule che esprimono CD21 in applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano CR2/CD21
Note/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Specie	Umano
GeneID	1380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-971 del CD21 umano (NP_001868.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20023
Peso Proteico	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio