

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Citocheratina 18 Umana Per Citometria A Flusso Intracellulare (Fc) - P05783

Numero articolo: CM0011094

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting la citocheratina 18 umana (CK-18, K18). Validato per la citometria a flusso intracellulare. Adatto per lo studio della biologia delle cellule epiteliali, dei filamenti intermedi e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-Citocheratina 18 umana
Osservazioni/Alias	K18; CK-18; CYK18
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3875
GenelD	3875
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 241-430 della citocheratina 18 umana (NP_000215.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05783
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio