


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 19 (Krt19) Umana Per Citometria A Flusso - P08727

Numero articolo: CM0009002



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Citocheratina 19 (KRT19) umana, progettato per applicazioni di citometria a flusso intracellulare. Adatto allo studio della biologia delle cellule epiteliali e delle cellule staminali tumorali. - P08727

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Citocheratina 19 (KRT19) umana
Note/alias	K19; CK19; K1CS
Specie	Umana
GeneID (umano)	3880
GeneID	3880
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 301-400 della Citocheratina 19 umana (NP_002267.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08727
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio