


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 19 (Krt19) Umana Per Citometria A Flusso - P08727

Numero articolo: CM0005921



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro la Citocheratina 19 (KRT19) umana. Convalidato per la citometria a flusso intracellulare. Adatto per studi di biologia epiteliale, ricerca sul cancro e cellule staminali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Citocheratina 19 (KRT19) umana
Note/Alias	K19; CK19; K1CS
Specie	Umana
GeneID	3880
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 301-400 della Citocheratina 19 (KRT19) umana (NP_002267.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08727
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio