


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Citocheratina 8 Umana Per Citometria A Flusso - P05787

Numero articolo: CM0010861



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro la Citocheratina 8 umana (K8, CK-8), una proteina del filamento intermedio di cheratina di tipo II, validato per citometria a flusso intracellulare (FC).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Citocheratina 8 umana
Note/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Specie	Umana
GeneID	3856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-483 della Citocheratina 8 umana (NP_002264.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P05787
Peso proteico	53kDa/56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio