


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Citocheratina 8 Umana () Per Citometria A Flusso Intracellulare - P05787

Numero articolo: CM0010459



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la citocheratina 8 umana, coniugato al colorante . Validato per la citometria a flusso intracellulare (FC); targeting KRT8, una proteina chiave dei filamenti intermedi nelle cellule epiteliali. Ideale per la ricerca sulla biologia del citoscheletro e delle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Citocheratina 8 Umana mAb
Note/Alias	KRT8; CARD2; CK-8; CK8; CYK8; K2C8; K8; KO; cheratina 8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3856
GeneID	3856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-483 della citocheratina 8 umana (NP_002264.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P05787
Peso Proteico	53kDa/56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio