


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 8 Umana Per Citometria A Flusso Intracellulare - P05787

Numero articolo: CM0008285



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-citocheratina 8 (CK8) umana coniugato con per citometria a flusso intracellulare. Rileva la KRT8 umana, un marcatore epiteliale semplice, ideale per la ricerca sul cancro e sulle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-citocheratina 8 umana
Note/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3856
GeneID	3856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-483 della citocheratina 8 umana (NP_002264.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P05787
Peso proteico	53kDa/56kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio