


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Dc-Signr/Cd299 Umano Per Citometria A Flusso - Q9H2X3

Numero articolo: CM0012676



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con fluorescente, diretto contro DC-SIGNR (CD299) umano. Specifico per applicazioni di citometria a flusso (FC), reattivo con l'uomo. Utilizzato nella ricerca sull'adesione virale e sulla sorveglianza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-DC-SIGNR/CD299 umano
Note/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	10332
GeneID	10332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 71-399 di DC-SIGNR/CD299 umano (NP_055072.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9H2X3
Peso della proteina	24kDa-45kDa
Spedizione	Borsa refrigerante