


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Desmogleina 3/Pva Umana Per Citometria A Flusso - P32926

Numero articolo: CM0010501



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro Desmogleina 3/PVA umana (DSG3), validato per citometria a flusso. Bersaglia l'antigene del pemfigo volgare da 130 kDa, una caderina desmosomale coinvolta nell'adesione cellulare. Ideale per la ricerca su cute e mucosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Desmogleina 3/PVA umana
Annotazioni/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-615 di Desmogleina 3/PVA umana (NP_001935.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32926
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio