

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Desmogleina 3/Pva Per Citometria A Flusso - P32926

Numero articolo: CM0004233



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato ad alte prestazioni contro Desmogleina-3 (PVA/CDHF6) umana. Validato per citometria a flusso; ideale per lo studio dell'adesione desmosomiale, la biologia dei cheratinociti e il pemfigo volgare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Desmoglein 3/PVA mAb
Note/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1830
ID gene	1830
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-615 della Desmogleina 3/PVA umana (NP_001935.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P32926
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio