

Anticorpo Monoclonale Coniugato Da Coniglio Anti-DLL4 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Nr61

Numero articolo: CM0005925



introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio coniugato contro DLL4 umano per citometria a flusso. Validato per campioni umani, ideale per lo studio della via di segnalazione Notch, dell'angiogenesi e della neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb da coniglio anti-DLL4 umano
Annotazioni/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; proteina simile a delta 4
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	54567
GeneID	54567
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-524 della DLL4 umana (NP_061947.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NR61
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio