

Coniglio Anti-Umano Dnajb1/Hsp40 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P25685

Numero articolo: CM0012514



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità mirato al DNAJB1/HSP40 umano, adatto per citometria a flusso intracellulare. Ideale per la ricerca sulla risposta allo shock termico e sulla funzione dei chaperoni. Reattività crociata: Umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano DNAJB1/HSP40 mAb
Osservazioni/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3337
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 241-340 del DNAJB1/HSP40 umano (NP_006136.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P25685
Peso Proteico	27kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio