

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Dnajb1/Hsp40 Per Citometria A Flusso - P25685

Numero articolo: CM0005936



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia DNAJB1/HSP40 umano, validato per citometria a flusso intracellulare. Reagisce con campioni umani; rileva le isoforme a 27 e 38 kDa. Per uso di ricerca negli studi sulla risposta allo stress e sulle chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human DNAJB1/HSP40 mAb
Annotazioni/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3337
GeneID	3337
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 241-340 di DNAJB1/HSP40 umano (NP_006136.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P25685
Peso Proteico	27kDa/38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio