

Coniglio Anti-Umano E-Cadherin/Cd324 Mab Per Fc - P12830

Numero articolo: CM0012553



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato ABflo 488 di coniglio che targeting l'E-Cadherina/CD324 umana, validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio dell'adesione delle cellule epiteliali e della funzione della cadherina-1. Reagisce incrociatamente con l'umano. Peso molecolare previsto 90/97 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano E-Cadherin/CD324 mAb
Note/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Specie	Umano
GeneID (umano)	999
GeneID	999
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-707 dell'E-Cadherina/CD324 umana (NP_004351.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P12830
Peso Proteico	90kDa/97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio