

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano E-Cadherin/Cd324 Per Citometria A Flusso (Fc) - P12830

Numero articolo: CM0010384



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting E-Cadherin/CD324 umana (SWISS: P12830). Validato per la citometria a flusso (FC), a supporto della ricerca sull'adesione cellulare, la transizione epiteliale-mesenchimale e l'invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano E-Cadherin/CD324 mAb
Osservazioni/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	999
ID Gene	999
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-707 della mAb E-Cadherin/CD324 umana (NP_004351.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P12830
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio