

Coniglio Anti-Umano E-Cadherina/Cd324 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P12830

Numero articolo: CM0009559



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato derivato da coniglio, mirato alla E-cadherina/CD324 umana, validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'adesione delle cellule epiteliali, della TEM (transizione epitelio-mesenchimale), dell'invasione tumorale e dell'ordinamento cellulare mediato dalle caderine. Reattività: umano; peso molecolare: ~90-97 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano E-Cadherina/CD324 mAb
Note/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324
Specie	Umano
Gene ID	999
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-707 della E-Cadherina/CD324 umana (NP_004351.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P12830
Peso Proteico	90kDa/97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio