


Rabbit Anti-Human Egfr Mab For Fc - P00533

Numero articolo: CM0012217



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-EGFR umano coniugato ad , validato per citometria a flusso (FC). Adatto per la ricerca sulla segnalazione EGFR nel cancro, nell'ingresso virale e nella biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human EGFR mAb
Osservazioni/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio