

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Egfr Umano Per Fc - P00533

Numero articolo: CM0008412



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-EGFR umano, validato per citometria a flusso in campioni umani. Mira al dominio extracellulare (aa 335-525), consentendo studi sulla segnalazione del recettore e applicazioni nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-EGFR umano
Note/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante\Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio