


Rabbit Anti-Human Egfr Mab Per If/Icc, Fc - P00533

Numero articolo: CM0010410



introduzione

Coniugato fluorescente di anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro EGFR umano. Validato per applicazioni di immunofluorescenza e citometria a flusso nella ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare. Adatto per l'approvvigionamento di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human EGFR mAb
Note/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; recettore del fattore di crescita epidermico
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio