

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Egfr Umano Per If/Icc E Fc - P00533

Numero articolo: CM0010157



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia l'EGFR umano. Convalidato per applicazioni IF/ICC e FC. Consegna rapida da CamelBio per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-EGFR umano
Note/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; recettore del fattore di crescita epidermico
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio