


Coniglio Anti-Umano Egfr Anticorpo Monoclonale Per If/Icc, Fc - P00533

Numero articolo: CM0004740



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano EGFR coniugato con per immunofluorescenza e citometria a flusso. Mira al dominio extracellulare (aa 335-525) del recettore del fattore di crescita epidermico. Adatto per campioni umani; convalidato per l'uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano EGFR mAb
Osservazioni/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; recettore del fattore di crescita epidermico
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 335-525 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio