

Conio Anticorpo Monoclonale Anti-ErbB3/Her3 Umano () Per Citometria A Flusso - P21860

Numero articolo: CM0011109



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato ad mirante a ErbB3/HER3 umano (UniProt P21860). Validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio dell'espressione di ErbB3/HER3 e della segnalazione della neuregulina in campioni umani epiteliali e tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Conio anti-ErbB3/HER3 umano mAb
Osservazioni/Alias	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; recettore tirosin chinasi erb-b2 3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2065
Gene ID	2065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-643 di ErbB3/HER3 umano (NP_001973.2).
Sorgente	Conio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P21860
Peso Proteico	20kDa/36kDa/77kDa/141kDa/148kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio