


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Umano ErbB3/Her3 Per La Citometria A Flusso - P21860

Numero articolo: CM0012030



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio coniugato rileva specificamente la tirosin-chinasi recettoriale umana ErbB3/HER3. Progettato per applicazioni di citometria a flusso su campioni umani, supporta studi oncologici e di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano ErbB3/HER3
Note/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2065
GeneID	2065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-643 di ErbB3/HER3 umano (NP_001973.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P21860
Peso proteico	148 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio