

Coniglio Anti-Umano Erbb3/Her3 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P21860

Numero articolo: CM0010819



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting dell'ErbB3/HER3 umano per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare (aa20-643) del recettore tirosin chinasi coinvolto nella segnalazione della neuregulina e nell'attivazione della PI3K.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano ErbB3/HER3 mAb
Osservazioni/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Specie	Umano
Gene ID	2065 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-643 di ErbB3/HER3 umano (NP_001973.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Umano
Swiss-Prot	P21860
Peso Proteico	148 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio