

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Erg Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P11308

Numero articolo: CM0010590



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce l'ERG umano (p55/erg-3). Specifico per applicazioni di citometria a flusso intracellulare, validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ERG umano
Note/Alias	p55; erg-3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2078
GeneID	2078
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ERG umano (NP_891548.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P11308
Peso molecolare proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio