

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Erg Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - P11308

Numero articolo: CM0008692



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato diretto contro l'ERG umano (p55/erg-3). Progettato per applicazioni di citometria a flusso intracellulare (FC intra). Riconosce l'ERG umano; peso molecolare previsto 54 kDa. UniProt: P11308.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human ERG mAb
Annotazioni/Alias	p55; erg-3
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2078
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ERG umano (NP_891548.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P11308
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio