

Coniglio Anti-Umano Fap Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q12884

Numero articolo: CM0009346



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano FAP coniugato per citometria a flusso. Rileva specificamente la proteina di attivazione dei fibroblasti alfa (FAP α) in campioni umani. Ideale per la ricerca sul cancro, fibrosi e rimodellamento tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano FAP mAb
Osservazioni/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolil endopeptidasi FAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2191
GeneID	2191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-760 della FAP umana (NP_004451.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q12884
Peso Proteico	27kDa/87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio