

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fatp1 Umano Per Citometria A Flusso - Q6Pcb7

Numero articolo: CM0004120

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro FATP1 umano (SLC27A1), validato per citometria a flusso intracellulare. Adatto per la ricerca sul trasporto e il metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human FATP1
Annotazioni/Altri nomi	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	376497
ID Gene	376497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 510-646 di FATP1 umano (NP_940982.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q6PCB7
Peso proteico	52kDa/71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio