

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fatp1 Umano Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q6Pcb7

Numero articolo: CM0012124

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro FATP1 umano (SLC27A1), validato per la citometria a flusso intracellulare. Utile per la ricerca sul trasporto e sul metabolismo degli acidi grassi a catena lunga. UniProt Q6PCB7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FATP1 umano
Note/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Specie	Umano
GenelD (umano)	376497
GenelD	376497
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-646 di FATP1 umano (NP_940982.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6PCB7
Peso della proteina	52kDa/71kDa
Spedizione	Borsa refrigerante