

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo FcεR1A Per Citometria A Flusso - P12319

Numero articolo: CM0012614



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato che bersaglia FcεR1α umano (Fc-epsilon RI-alfa, FCER1A). Validato per applicazioni in citometria a flusso (FC). Adatto per la ricerca su allergie, immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human FcεR1α mAb
Note/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2205
GeneID	2205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-205 di FcεR1α umano (NP_001992.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P12319
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio