

Coniglio Anti-Umano Fgfr3 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P22607

Numero articolo: CM0004927



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro FGFR3 umano, validato per la citometria a flusso. FGFR3 è un regolatore chiave della differenziazione dei condrociti e dello sviluppo scheletrico. Ideale per l'analisi cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano FGFR3 mAc)
Osservazioni/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2261
GeneID	2261
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22607
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio