


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Umano Flt3/Cd135 Per Citometria A Flusso - P36888

Numero articolo: CM0012501



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano Flt3/CD135 coniugato con , validato per citometria a flusso. Mira alla tirosin-chinasi recettoriale FLT3 coinvolta nella differenziazione e sopravvivenza delle cellule ematopoietiche. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali e sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano Flt3/CD135
Osservazioni/Alias	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; fms related tyrosine kinase 3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2322
GeneID	2322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-163 di Flt3/CD135 umano (NP_004110.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P36888
Peso Proteico	108kDa/112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio