


Coniglio Anti-Umano Flt3/Cd135 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P36888

Numero articolo: CM0009648



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting umano Flt3/CD135. Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo rileva la recettore tirosin chinasi di 108-112 kDa, essenziale per gli studi sulle cellule progenitrici ematopoietiche e la ricerca sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano Flt3/CD135 mAb
Osservazioni/Alias	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; fms related tyrosine kinase 3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2322
Gene ID	2322
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-163 dell'umano Flt3/CD135 (NP_004110.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P36888
Peso Proteico	108kDa/112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio