


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Galectina 3 Umana Per Fc (Intra) - P17931

Numero articolo: CM0008049



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per la Galectina-3 umana. Ideale per la citometria a flusso intracellulare. Rileva una proteina di 26 kDa. Reagisce in modo incrociato con campioni umani. Adatto per la ricerca in immunologia, cancro e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Galectina 3 umana
Note/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della Galectina 3 umana (NP_002297.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio