


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Galectina 3 Umana Per Fc (Intracellulare) - P17931

Numero articolo: CM0012190



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la Galectina-3 umana (LGALS3), per la citometria a flusso intracellulare. Riconosce la Galectina-3 umana, ~26 kDa. Adatto per la ricerca in immunologia, infiammazione e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-Galectina 3 umana        |
| Note/Alias          | L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2  |
| Specie              | Umana                                         |
| GeneID (umana)      | 3958                                          |
| GeneID              | 3958                                          |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante della Galectina 3 umana |
| Origine             | Coniglio                                      |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                         |
| Applicazione        | FC (intracellulare)                           |
| Reattività crociata | Umana                                         |
| SWISS               | P17931                                        |
| Peso della proteina | 26 kDa                                        |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                            |