

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gata3 Umano Per Citometria A Flusso - P23771

Numero articolo: CM0007890



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , diretto contro il fattore di trascrizione GATA3 umano per la citometria a flusso intracellulare. Validato per la reattività nell'uomo, 48 kDa. Ideale per studi sulla differenziazione delle cellule Th2 e sull'attivazione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-GATA3 umano
Note/Alias	HDR; HDRS
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2625
GeneID	2625
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di GATA3 umano (NP_001002295.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P23771
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante