

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Gata3 Umano Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P23771

Numero articolo: CM0012400



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia il fattore di trascrizione umano GATA3 per citometria a flusso intracellulare.

Convalidato per campioni umani, 48 kDa.

Adatto per la ricerca sulla differenziazione di linfociti T e Th2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-GATA3 umano
Note/Alias	HDR; HDRS
Specie	Uomo
ID gene	2625
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 del GATA3 umano (NP_001002295.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P23771
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio