


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Glicano 3 Umano (Gpc3) Per Citometria A Flusso - P51654

Numero articolo: CM0009054



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Glicano 3 umano (GPC3) coniugato con , validato per citometria a flusso (FC) con reattività verso l'uomo. GPC3 è un proteoglicano di superficie cellulare implicato nella segnalazione Wnt e Hedgehog, spesso studiato nella ricerca oncologica e nella biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human Glypican 3 (GPC3) mAb
Annotazioni/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Specie	Uomo
ID genico	2719
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P51654
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio