

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo Gp6/Gpvi Per Citometria A Flusso - Q9Hcn6

Numero articolo: CM0008933



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato specifico per la glicoproteina VI piastrinica umana (GP6/GPVI), progettato per la citometria a flusso. Strumento chiave per lo studio dell'attivazione piastrinica indotta dal collagene, delle vie della trombosi e dell'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Rabbit anti-Human GP6/GPVI mAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | GPVI; GPVI; BDPLT11                                                                                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                         |
| GeneID (Uomo)       | 51206                                                                                                                                        |
| GeneID              | 51206                                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-267 della proteina GP6/GPVI umana (NP_057447.5). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                        |
| Applicazione        | FC (Citometria a Flusso)                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo                                                                                                                                         |
| SWISS               | Q9HCN6                                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 37kDa                                                                                                                                        |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                            |