


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gsk3B Umana Per Citometria A Flusso - P49841

Numero articolo: CM0012809



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GSK3 β umana coniugato con progettato per la rilevazione intracellulare di GSK3 β umana tramite citometria a flusso, una chinasi chiave nella segnalazione Wnt, nel metabolismo del glucosio e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human GSK3 β mAb
Note/Alias	GSK3B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2932
GeneID	2932
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 321-420 della GSK3 β umana (NP_001139628.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P49841
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio