


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Her2/ErbB2 Umano Per Fc - P04626

Numero articolo: CM0006120



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro HER2/ErbB2 umano, validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il dominio extracellulare (aa 23-652) di questo recettore tirosin-chinasico, un oncogene chiave sovraespresso nel carcinoma mammario e in altri tumori. Ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HER2/ErbB2 umano
Note/alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Specie	Umano
GeneID (umano)	2064
GeneID	2064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-652 di HER2/ErbB2 umano (NP_004439.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P04626
Peso della proteina	138 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante