


Coniglio Anti-Umano Her2/ErbB2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P04626

Numero articolo: CM0012731



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con mirante all'HER2/ErbB2 umano. Validato per la citometria a flusso. Immunogeno: dominio extracellulare ricombinante (aa 23-652). Utilizzo nella ricerca biologica sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano HER2/ErbB2 mAb
Osservazioni/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2064
ID Gene	2064
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-652 di HER2/ErbB2 umano (NP_004439.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio