

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Her2/ErbB2 Umano Per Citometria A Flusso - P04626

Numero articolo: CM0004641



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-HER2/ErbB2 umano validato per citometria a flusso (FC). Bersaglia il dominio extracellulare (aa 23-652) del recettore tirosin-chinasi HER2, una proteina oncogenica chiave sovraespressa nel cancro al seno e in altri tipi di cancro. Ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human HER2/ErbB2
Note/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2064
GeneID	2064
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P04626
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio